



Descripción del artículo

Número de pedido	65.723
Descripción del artículo	Tapón a presión, neutro, adecuada para tubo de ensayo de Ø 10,8 mm, 1.000 unidades/bolsa

Características del producto

Tapón	tapón estándar
Tipo de cierre	tapón a presión
Indicado para	tubo de ensayo de Ø 10,8 mm

Material y colores

Material del producto	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del producto	neutro

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Libre de látex	sí
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Tapón a presión, neutro, adecuada para tubo de ensayo de Ø 10,8 mm

Página 2

Presentación

Pedido mínimo	10000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	10000
unidades / pallet	640000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	298 mm
Altura de la caja	215 mm
Volumen de la caja	0.0255 cbm
Peso del producto	0.0004 kg
Peso de la caja	4.25 kg
EAN de la caja interna	4038917083713
EAN de la caja	4038917002615

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-04-20

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT