



Descripción del artículo

Número de pedido	72.607.772
Descripción del artículo	Microtubo roscado, volumen de trabajo: 1,5 ml, fondo cónico, con moleteado, transparente, sin cierre, estéril, 500 unidades/bolsa doble

Características del producto

Graduación	no
Muestras	sí
Forma del fondo	fondo cónico
Volumen de trabajo	1,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g

Dimensiones

Diámetro	10.8 mm
Longitud del producto	44 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	2500
Tipo de embalaje	bolsa doble
unidades / caja interna	500
unidades / caja	2500
unidades / pallet	130000
Profundidad de la caja	548 mm
Ancho de la caja	368 mm
Altura de la caja	130 mm
Volumen de la caja	0.0262 cbm
Peso del producto	0.0011 kg
Peso de la caja	3.24 kg
EAN de la caja interna	4038917114288
EAN de la caja	4038917043809

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

