



Descripción del artículo

Número de pedido	72.609.300
Descripción del artículo	Microtubo roscado, volumen de trabajo: 2 ml, fondo cónico con faldón, con moleteado, transparente, sin cierre

Características del producto

Graduación	no
Muecas	sí
Forma del fondo	fondo cónico con faldón
Volumen de trabajo	2 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g

Dimensiones

Diámetro	10,8 mm
Longitud del producto	44 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA
Producto conforme con DPS o IVD	Producto para diagnóstico in vitro
Certificación CE	CE
Número de lote o de serie	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
unidades / caja interna	500
unidades / caja	5000
unidades / pallet	180000
Volumen de la caja	0,0492 cbm
Peso del producto	0,0012 kg
Peso de la caja	6,83 kg
EAN de la caja interna	4038917434287
EAN de la caja	4038917434270

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

