



Descripción del artículo

Número de pedido	72.609.303
Descripción del artículo	Microtubo roscado, volumen de trabajo: 2 ml, fondo cónico con faldón, con moleteado, marrón, sin cierre, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Muestras	sí
Forma del fondo	fondo cónico con faldón
Volumen de trabajo	2 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g

Dimensiones

Diámetro	10.8 mm
Longitud del producto	44 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto marrón

Pureza y certificación

Cumple el requisito IATA
Categoría de producto Diagnóstico in vitro, CE
Certificación CE CE
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 500
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 500
unidades / caja 5000
unidades / pallet 180000
Volumen de la caja 0.0492 cbm
Peso del producto 0.0012 kg
Peso de la caja 6.83 kg
EAN de la caja interna 4038917434317
EAN de la caja 4038917434300

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

