



Descripción del artículo

Número de pedido	72.692
Descripción del artículo	Microtubo roscado, volumen de trabajo: 1,5 ml, fondo cónico, con moleteado, transparente, tapón: neutro, cierre incluido, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tapón	tapón de rosca estándar
Muecas	sí
Forma del fondo	fondo cónico
Volumen de trabajo	1,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g

Dimensiones

Diámetro	10.8 mm
Longitud del producto	44 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	neutro
Material de la junta tórica	Caucho de etileno propileno dieno (EPDM)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	5000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	5000
unidades / pallet	150000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	358 mm
Altura de la caja	325 mm
Volumen de la caja	0.0463 cbm
Peso del producto	0.0014 kg
Peso de la caja	7.61 kg
EAN de la caja interna	4038917083447
EAN de la caja	4038917002363

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

