



Descripción del artículo

Número de pedido	72.694.300
Descripción del artículo	Microtubo roscado, volumen de trabajo: 2 ml, fondo cónico con faldón, con moleteado, transparente, tapón: neutro, cierre incluido, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Muecas	sí
Forma del fondo	fondo cónico con faldón
Volumen de trabajo	2 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g

Dimensiones

Diámetro	10.8 mm
Longitud del producto	44 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	neutro
Material de la junta tórica	Caucho de etileno propileno dieno (EPDM)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	5000
unidades / pallet	160000
Profundidad de la caja	463 mm
Ancho de la caja	412 mm
Altura de la caja	292 mm
Volumen de la caja	0.0557 cbm
Peso de la caja	8.59 kg
EAN de la caja interna	4038917926256
EAN de la caja	4038917926263

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

