



Descripción del artículo

Número de pedido	72.694.322
Descripción del artículo	Microtubo roscado, volumen de trabajo: 2 ml, fondo cónico con faldón, con moleteado, transparente, tapón: amarillo, cierre montado, con campo de rotulación impreso, con escala, estéril, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco
Graduación	sí
Tapón	tapón de rosca estándar
Tipo de cierre	tapón de rosca
Muecas	sí
Forma del fondo	fondo cónico con faldón
Volumen de trabajo	2 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Diámetro	10.8 mm
Longitud del producto	44 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	amarillo
Material de la junta tórica	Caucho de etileno propileno dieno (EPDM)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA
Categoría de producto	Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE	CE - Declaración del fabricante
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	108000
Profundidad de la caja	351 mm
Ancho de la caja	280 mm
Altura de la caja	138 mm
Volumen de la caja	0.0136 cbm
Peso del producto	0.0015 kg
Peso de la caja	1.82 kg
EAN de la caja interna	4038917926539
EAN de la caja	4038917926546

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

