



### **Descripción del artículo**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Número de pedido         | 72.694.396   |
| Descripción del artículo | Microtubo roscado, volumen de trabajo: 2 ml, fondo cónico con faldón, con moleteado, transparente, tapón: mix de colores, cierre montado, con campo de rotulación impreso, con escala, estéril, 100 unidades/bolsa |

### **Características del producto**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Etiqueta/ Impresión      | con impresión           |
| Color impresión/etiqueta | blanco                  |
| Graduación               | sí                      |
| Tapón                    | tapón de rosca estándar |
| Muecas                   | sí                      |
| Forma del fondo          | fondo cónico con faldón |
| Volumen de trabajo       | 2 ml                    |
| Centrifugación máx (ACR) | 20000 x g               |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Dimensiones**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Diámetro              | 10.8 mm |
| Longitud del producto | 44 mm   |

### **Material y colores**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Material del producto       | Polipropileno (PP)                       |
| Color del producto          | transparente                             |
| Material de cierre          | Polipropileno (PP)                       |
| Color del cierre            | mix de colores                           |
| Material de la junta tórica | Caucho de etileno propileno dieno (EPDM) |

### **Pureza y certificación**

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Cumple el requisito   | IATA                       |
| Categoría de producto | In vitro-Diagnóstico, CE   |
| Certificación CE      | CE                         |
| Estándar de pureza    | estéril                    |
| Esterilización        | Irradiación con electrones |
| Con lotes             | sí                         |

### **Presentación**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Tipo de embalaje        | bolsa         |
| unidades / caja interna | 100           |
| unidades / caja         | 1000          |
| unidades / pallet       | 108000        |
| Profundidad de la caja  | 351 mm        |
| Ancho de la caja        | 280 mm        |
| Altura de la caja       | 138 mm        |
| Volumen de la caja      | 0.0136 cbm    |
| Peso de la caja         | 1.82 kg       |
| EAN de la caja interna  | 4038917926690 |
| EAN de la caja          | 4038917926706 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

