



### **Descripción del artículo**

|                          |                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de pedido         | 72.730.004                                                                                                                    |
| Descripción del artículo | Microtubo roscado, volumen de trabajo: 0,5 ml, fondo cónico con faldón, con moleteado, marrón, sin cierre, 500 unidades/bolsa |

### **Características del producto**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Graduación               | no                      |
| Muestras                 | sí                      |
| Forma del fondo          | fondo cónico con faldón |
| Volumen de trabajo       | 0,5 ml                  |
| Centrifugación máx (ACR) | 20000 x g               |

### **Dimensiones**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Diámetro              | 10.8 mm |
| Longitud del producto | 44 mm   |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Material del producto | Polipropileno (PP) |
| Color del producto    | marrón             |

Pureza y certificación

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Cumple el requisito   | IATA                     |
| Categoría de producto | In vitro-Diagnóstico, CE |
| Certificación CE      | CE                       |
| Con lotes             | sí                       |

Presentación

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo           | 5000          |
| Tipo de embalaje        | bolsa         |
| unidades / caja interna | 500           |
| unidades / caja         | 5000          |
| unidades / pallet       | 180000        |
| Profundidad de la caja  | 398 mm        |
| Ancho de la caja        | 398 mm        |
| Altura de la caja       | 300 mm        |
| Volumen de la caja      | 0.0475 cbm    |
| Peso del producto       | 0.0012 kg     |
| Peso de la caja         | 6.73 kg       |
| EAN de la caja interna  | 4038917119269 |
| EAN de la caja          | 4038917016537 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

