

Especificaciones del producto Microtubo roscado, 0,5 ml, estéril

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 72.730.006

Descripción del artículo Microtubo roscado, volumen de trabajo: 0,5 ml, fondo

cónico con faldón, con moleteado, transparente, tapón: neutro, cierre montado, con campo de rotulación impreso,

estéril, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Etiqueta/ Impresión con impresión

Color impresión/etiqueta blanco Graduación no

Tapón tapón de rosca estándar

Muescas s

Forma del fondo fondo cónico con faldón

Volumen de trabajo 0,5 ml Centrifugación máx (ACR) 20000 x g

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión: 2024-04-29

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto Microtubo roscado, 0,5 ml, estéril

Página 2

Dimensiones

Diámetro 10.8 mm Longitud del producto 44 mm

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)

Color del producto transparente

Material de cierre Polipropileno (PP)

Color del cierre neutro

Material de la junta tórica Caucho de etileno propileno dieno (EPDM)

Pureza y certificación

Cumple el requisito IATA

Categoria de producto In vitro-Diagnóstico, CE

Certificación CE CE
Estándar de pureza estéril

Esterilización Irradiación con electrones

Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 1000 Tipo de embalaje bolsa unidades / caja interna 100 unidades / caja 1000 unidades / pallet 96000 Profundidad de la caja 348 mm Ancho de la caja 278 mm Altura de la caja 140 mm Volumen de la caja 0.0135 cbm Peso del producto 0.0015 kg Peso de la caja 1.79 kg

EAN de la caja interna 4038917119283 EAN de la caja 4038917016551

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

