



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	72.730.217
Descripción del artículo	Microtubo roscado, volumen de trabajo: 0,5 ml, fondo cónico con faldón, con moleteado, transparente, tapón: neutro, cierre adjunto, con campo de rotulación impreso, con escala, Biosphere® plus, 25 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco
Graduación	sí
Tapón	tapón sujeto
Muecas	sí
Forma del fondo	fondo cónico con faldón
Volumen de trabajo	0,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Dimensiones**

Diámetro	10.8 mm
Longitud del producto	44 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	neutro
Material de la junta tórica	Caucho de etileno propileno dieno (EPDM)

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	IATA
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	Biosphere® plus
Esterilización	Esterilización por gas
Apirógeno	sí
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	250
unidades / caja	500
unidades / pallet	55000
Profundidad caja interior	211 mm
Ancho de la caja interior	191 mm
Altura de la caja interior	141 mm
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	223 mm
Altura de la caja	160 mm
Volumen de la caja	0.0142 cbm
Peso del producto	0.0016 kg
Peso de la caja	1.39 kg
EAN de la caja interna	4038917224017
EAN de la caja	4038917224000

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

