



## Descripción del artículo

Número de pedido	72.730.309
Descripción del artículo	Microtubo roscado, volumen de trabajo: 0,5 ml, fondo cónico con faldón, con moleteado, transparente, sin cierre, con campo de rotulación impreso, 250 unidades/bolsa

## Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco
Graduación	no
Muecas	sí
Forma del fondo	fondo cónico con faldón
Volumen de trabajo	0,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g

## Dimensiones

Diámetro	10.8 mm
Longitud del producto	44 mm

## Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

## Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA
Categoría de producto	Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE	CE - Declaración del fabricante
Con lotes	sí

## Presentación

Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	250
unidades / caja	5000
unidades / pallet	150000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	300 mm
Volumen de la caja	0.0475 cbm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Microtubo roscado, 0,5 ml**

**Página 2**

Peso de la caja	6.62 kg
EAN de la caja interna	4038917994484
EAN de la caja	4038917994491

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2026-03-08

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**