



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	72.690.301
Descripción del artículo	Recipiente de reacción de, volumen de trabajo: 1,5 ml, material: PP, transparente, tapón: transparente, cierre adjunto, con escala inyectada y campo de rotulación, 500 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	sí
Volumen de trabajo	1,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

### **Dimensiones**

Volumen nominal	1.5 ml
Longitud del producto	39 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Color del cierre	transparente

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	5000
unidades / pallet	160000
Volumen de la caja	0.0558 cbm
Peso del producto	0.0011 kg
Peso de la caja	5.96 kg
EAN de la caja interna	4038917369268
EAN de la caja	4038917369251

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

