



Descripción del artículo

Número de pedido	72.690.378
Descripción del artículo	Recipiente de reacción de, volumen de trabajo: 1,5 ml, material: PP, amarillo, tapón: amarillo, cierre adjunto, con escala inyectada y campo de rotulación, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	sí
Volumen de trabajo	1,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Volumen nominal	1.5 ml
Longitud del producto	39 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	amarillo
Color del cierre	amarillo

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	5000
unidades / pallet	160000
Volumen de la caja	0.0558 cbm
Peso del producto	0.001 kg
Peso de la caja	5.6 kg
EAN de la caja interna	4038917369534
EAN de la caja	4038917369527

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

