



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	72.690.478
Descripción del artículo	Recipiente de reacción de, volumen de trabajo: 1,5 ml, material: PP, amarillo, tapón: amarillo, tapón sujeto, cierre adjunto, con escala inyectada y campo de rotulación, 500 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	sí
Tapón	tapón sujeto
Volumen de trabajo	1,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g

### **Dimensiones**

Diámetro	10.8 mm
Longitud del producto	39 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	amarillo
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	amarillo

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	5000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	5000
unidades / pallet	150000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	300 mm
Volumen de la caja	0.0475 cbm
Peso del producto	0.001 kg
Peso de la caja	5.69 kg
EAN de la caja interna	4038917161718
EAN de la caja	4038917015257

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

