



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	72.691.001
Descripción del artículo	Recipiente de reacción de, volumen de trabajo: 2 ml, material: PP, marrón, tapón: marrón, tapón sujeto, cierre adjunto, con escala inyectada y campo de rotulación, 500 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	sí
Tapón	tapón sujeto
Tipo de cierre	tapa con bisagras
Volumen de trabajo	2 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g

### **Dimensiones**

Diámetro	10.8 mm
Longitud del producto	40 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	marrón
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	marrón

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	5000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	5000
unidades / pallet	120000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	415 mm
Volumen de la caja	0.0657 cbm
Peso del producto	0.001 kg
Peso de la caja	6.07 kg
EAN de la caja interna	4038917312820
EAN de la caja	4038917312813

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

