



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	72.696
Descripción del artículo	Recipiente de reacción de, volumen de trabajo: 1,5 ml, material: PP, transparente, sin cierre, 500 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Volumen de trabajo	1,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g

### **Dimensiones**

Diámetro	10.8 mm
Longitud del producto	39 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	10000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	10000
unidades / pallet	240000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	415 mm
Volumen de la caja	0.0657 cbm
Peso del producto	0.0009 kg
Peso de la caja	9.43 kg
EAN de la caja interna	4038917083485
EAN de la caja	4038917002400

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

