



Descripción del artículo

Número de pedido	72.699.002
Descripción del artículo	Recipiente de reacción de, volumen de trabajo: 0,5 ml, material: PP, amarillo, tapón: amarillo, tapón estándar, cierre adjunto, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tapón	tapón estándar
Tipo de cierre	tapa con bisagras
Volumen de trabajo	0,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g

Dimensiones

Diámetro	7.8 mm
Longitud del producto	30 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	amarillo
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	amarillo

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	5000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	5000
unidades / pallet	320000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	298 mm
Altura de la caja	215 mm
Volumen de la caja	0.0255 cbm
Peso del producto	0.0005 kg
Peso de la caja	2.87 kg
EAN de la caja interna	4038917118149
EAN de la caja	4038917015899

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

