




Especificaciones del producto
Recipiente de reacción SafeSeal, 0,5 ml, PP,
Biosphere® plus

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	72.704.200
Descripción del artículo	Recipiente de reacción SafeSeal, volumen de trabajo: 0,5 ml, material: PP, transparente, tapón: transparente, tapón de SafeSeal, cierre adjunto, con escala inyectada y campo de rotulación, Biosphere® plus, 50 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	sí
Tapón	tapón de SafeSeal
Volumen de trabajo	0,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	30000 x g

Dimensiones

Diámetro	7.8 mm
Longitud del producto	30 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-04-29

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT



Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	Biosphere® plus
Esterilización	Esterilización por gas
Apirógeno	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	250
unidades / caja	500
unidades / pallet	82500
Profundidad caja interior	189 mm
Ancho de la caja interior	151 mm
Altura de la caja interior	97 mm
Profundidad de la caja	338 mm
Ancho de la caja	228 mm
Altura de la caja	120 mm
Volumen de la caja	0.0092 cbm
Peso del producto	0.0005 kg
Peso de la caja	0.62 kg
EAN de la caja interna	4038917235129
EAN de la caja	4038917235112

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

