



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	72.708
Descripción del artículo	Recipiente de reacción de, volumen de trabajo: 2 ml, material: PP, transparente, sin cierre, 500 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Volumen de trabajo	2 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g

### **Dimensiones**

Diámetro	10.8 mm
Longitud del producto	39 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	5000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	5000
unidades / pallet	210000
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	378 mm
Altura de la caja	250 mm
Volumen de la caja	0.0367 cbm
Peso del producto	0.001 kg
Peso de la caja	5.78 kg
EAN de la caja interna	4038917083584
EAN de la caja	4038917002486

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

