



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|---|
| Número de pedido | 67.759.001 |
| Descripción del artículo | Cubeta de UV, volumen de trabajo máx.: 2 ml, material: plástico especial, transparente, (AlxAn): 45 x 12 mm, lados ópticos: 2, apto para su uso a partir de 220 nm, espesor de capa: 10 mm, altitud del centro: 15 mm, clasificación anidada, libre de ADN/RNasa/proteínas, 100 unidades/contenedor de poliestireno expandido |

Características del producto

| | |
|--|-------------------------------------|
| Tipo de cierre | tapón a presión |
| Ámbito de aplicación | apto para su uso a partir de 220 nm |
| Volumen de trabajo | 50 µl - 2 ml |
| Número de lados ópticos | 2 |
| Espesor de capa | 10 mm |
| Altura del centro | 15 mm |
| Longitud de onda en la superficie de la cubeta | 220 nm |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Dimensiones

| | |
|---------------------|--------|
| Volumen máx. | 2.5 ml |
| Ancho del producto | 12 mm |
| Altura del producto | 45 mm |

Material y colores

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Material del producto | plástico especial |
| Color del producto | transparente |
| Material de cierre | Polietileno de baja densidad (LD-PE) |
| Color del cierre | rojo |

Pureza y certificación

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Categoría de producto | no es un producto sanitario IVD |
| Estándar de pureza | libre de ADN/RNasa/proteínas |
| Con lotes | sí |

Presentación

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Pedido mínimo | 400 |
| Tipo de embalaje | contenedor de poliestireno expandido |
| unidades / caja interna | 100 |
| unidades / caja | 400 |
| unidades / pallet | 31200 |
| Profundidad caja interior | 222 mm |
| Ancho de la caja interior | 202 mm |
| Altura de la caja interior | 56 mm |
| Profundidad de la caja | 418 mm |
| Ancho de la caja | 278 mm |
| Altura de la caja | 130 mm |
| Volumen de la caja | 0.0151 cbm |
| Peso del producto | 0.0018 kg |
| Peso de la caja | 1.41 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917264501 |
| EAN de la caja | 4038917264495 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

