




Especificaciones del producto

IsoFreeze® MCT Rack, PP, dimensión modular: 6 x 4, adecuada para recipientes de reacción de Ø 10,8 mm (1,5 ml & 2 ml)

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	95.983
Descripción del artículo	IsoFreeze® MCT Rack, material: PP, multicolor, dimensión modular: 6 x 4, adecuada para recipientes de reacción de Ø 10,8 mm (1,5 ml & 2 ml), 1 unidades/caja

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Indicado para	recipientes de reacción de Ø 10,8 mm (1,5 ml & 2 ml)
Formato	6 x 4

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	multicolor
Color del cierre	transparente
Color del marco	blanco

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-10-06

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto

IsoFreeze® MCT Rack, PP, dimensión modular: 6 x 4, adecuada para recipientes de reacción de Ø 10,8 mm (1,5 ml & 2 ml)

Página 2

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	5
unidades / pallet	240
Profundidad de la caja	197 mm
Ancho de la caja	93 mm
Altura de la caja	584 mm
Volumen de la caja	0.0107 cbm
Peso del producto	0.349 kg
Peso de la caja	2.5 kg
EAN de la caja interna	4038917394895
EAN de la caja	4038917394888

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-10-06

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT