



Descripción del artículo

Número de pedido 95.988.001
Descripción del artículo Estación base, material: PC, rojo, (LxAnxAI): 128 x 85,5 x 30,4 mm, adecuada para bandeja de trabajo 95.987.002 & recipientes de PCR de 0,2 ml, 5 unidades/caja

Características del producto

Indicado para bandeja de trabajo 95.987.002 & recipientes de PCR de 0,2 ml

Dimensiones

Ancho del producto 85.5 mm
Altura del producto 30.4 mm
Longitud del producto 128 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Policarbonato (PC)
Color del producto rojo

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 5
Tipo de embalaje caja
unidades / caja interna 5
unidades / caja 75
unidades / pallet 3600
Profundidad de la caja 598 mm
Ancho de la caja 398 mm
Altura de la caja 145 mm
Volumen de la caja 0.0345 cbm
Peso del producto 0.0302 kg
Peso de la caja 2.83 kg
EAN de la caja interna 4038917124164
EAN de la caja 4038917019125

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

