



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	95.988.002
Descripción del artículo	Estación base, material: PC, azul, (LxAnxAI): 128 x 85,5 x 30,4 mm, adecuada para bandeja de trabajo 95.987.002 & recipientes de PCR de 0,2 ml, 5 unidades/caja

### **Características del producto**

Indicado para	bandeja de trabajo 95.987.002 & recipientes de PCR de 0,2 ml
---------------	--

### **Dimensiones**

Ancho del producto	85.5 mm
Altura del producto	30.4 mm
Longitud del producto	128 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Policarbonato (PC)
Color del producto	azul

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no regulado
Certificación CE	kein CE-Kennzeichen
Con lotes	no

### **Presentación**

Pedido mínimo	5
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	5
unidades / caja	75
unidades / pallet	3600
Profundidad de la caja	598 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	145 mm
Volumen de la caja	0.0345 cbm
Peso del producto	0.0302 kg
Peso de la caja	2.83 kg
EAN de la caja interna	4038917124171
EAN de la caja	4038917019132

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

