



### **Descripción del artículo**

Número de pedido 95.988.003  
Descripción del artículo Estación base, material: PC, verde, (LxAnxAI): 128 x 85,5 x 30,4 mm, adecuada para bandeja de trabajo 95.987.002 & recipientes de PCR de 0,2 ml, 5 unidades/caja

### **Características del producto**

Indicado para bandeja de trabajo 95.987.002 & recipientes de PCR de 0,2 ml

### **Dimensiones**

Ancho del producto 85.5 mm  
Altura del producto 30.4 mm  
Longitud del producto 128 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto           Policarbonato (PC)  
Color del producto           verde

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto           no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes                       no

### **Presentación**

Pedido mínimo               5  
Tipo de embalaje           caja  
unidades / caja interna   5  
unidades / caja           75  
unidades / pallet           3600  
Profundidad de la caja   598 mm  
Ancho de la caja           398 mm  
Altura de la caja           145 mm  
Volumen de la caja       0.0345 cbm  
Peso del producto       0.0302 kg  
Peso de la caja           2.83 kg  
EAN de la caja interna   4038917124188  
EAN de la caja           4038917019149

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

