



Descripción del artículo

Número de pedido	95.1993
Descripción del artículo	Lámina PCR, libre DNasa/RNasa, material: PL, transparente, apto para qPCR, autoadhesivo, campo de aplicación: -40 - 120 °C, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de cierre	lámina
Protección de la luz	no
Indicado para qPCR	sí
Temperatura mínima	-40 °C
Temperatura máxima	120 °C

Dimensiones

Ancho del producto	80 mm
Longitud del producto	137 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Material y colores

Material del producto poliéster (PL)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Estándar de pureza libre DNasa/RNasa
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 100
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 100
unidades / caja 1600
unidades / pallet 192000
Profundidad de la caja 216 mm
Ancho de la caja 216 mm
Altura de la caja 203 mm
Volumen de la caja 0.0095 cbm
Peso del producto 0.002 kg
Peso de la caja 3.74 kg
EAN de la caja interna 4038917303569
EAN de la caja 4038917388221

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

