



### Descripción del artículo

Número de pedido	95.1999
Descripción del artículo	Lámina qPCR, libre DNasa/RNasa, material: PO, altamente transparente, apto para qPCR, adhesivo encapsulado, campo de aplicación: -70 - 100 °C, adhesivo sensible a la temperatura, tasas de evaporación mínimas, 100 unidades/bolsa

### Características del producto

Tipo de cierre	lámina
Protección de la luz	no
Indicado para qPCR	sí
Temperatura mínima	-70 °C
Temperatura máxima	100 °C

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Dimensiones**

Ancho del producto 77 mm  
Longitud del producto 140 mm

### **Material y colores**

Material del producto Poliolefina (PO)  
Color del producto altamente transparente

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Estándar de pureza libre DNasa/RNasa  
Con lotes sí

### **Presentación**

Pedido mínimo 100  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 100  
unidades / caja 1600  
unidades / pallet 192000  
Profundidad de la caja 173 mm  
Ancho de la caja 135 mm  
Altura de la caja 283 mm  
Volumen de la caja 0.0066 cbm  
Peso del producto 0.0021 kg  
Peso de la caja 3.92 kg  
EAN de la caja interna 4038917303590  
EAN de la caja 4038917388238

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

