



Descripción del artículo

Número de pedido	95.2092
Descripción del artículo	Lámina, libre DNasa/RNasa, transparente, optimizadas para qPCR, perforable, campo de aplicación: -80°C - 120°C

Características del producto

Tipo de tapón	Lámina
Protección de la luz	no
Indicado para qPCR	sí
Temperatura mínima	-80 °C
Temperatura máxima	120 °C

Dimensiones

Ancho del producto	82 mm
Longitud del producto	125 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Material y colores

Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD

Estándar de pureza libre DNasa/RNasa

Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo	100
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1200
unidades / pallet	57600
Volumen de la caja	0,0142 cbm
Peso del producto	0,0031 kg
Peso de la caja	4,36 kg
EAN de la caja interna	4038917335676
EAN de la caja	4038917335669

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

