



Descripción del artículo

Número de pedido	65.1998.400
Descripción del artículo	Tira de tapas PCR, para placas PCR (ref. 72.1979.102/.132, 72.1982.202), PCR Performance Tested, material: PP, transparente, tapón plano, apto para qPCR, 12 unidades/bolsa Minigrip

Características del producto

Tapón	tapón plano
Tipo de cierre	tapón a presión
Indicado para	placas PCR (ref. 72.1979.102/.132, 72.1982.202)
Indicado para qPCR	sí
Número de pocillos	8
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Ancho del producto	7.4 mm
Longitud del producto	80.5 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	PCR Performance Tested
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1200
Tipo de embalaje	bolsa Minigrip
unidades / caja interna	300
unidades / caja	1200
unidades / pallet	151200
Profundidad de la caja	355 mm
Ancho de la caja	255 mm
Altura de la caja	123 mm
Volumen de la caja	0.0111 cbm
Peso del producto	0.0004 kg
Peso de la caja	0.69 kg
EAN de la caja interna	4038917336369
EAN de la caja	4038917336352

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

