




Especificaciones del producto

Placa PCR sin borde, 96 pocillo, transparente, Perfil bajo, 100 μ l, PCR Performance Tested, PP

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	72.1977.202
Descripción del artículo	Placa PCR sin borde, 96 pocillo, transparente, Perfil bajo, 100 μ l, PCR Performance Tested, material: PP, 20 unidades/bolsa Minigrip

Características del producto

Tipo de cierre	lámina
Indicado para qPCR	sí
Forma del fondo	cónico
Forma del borde de la placa	sin borde
Perfil alto o bajo	Perfil bajo
Número de pocillos	96
Volumen de trabajo	5 μ l - 0,1 ml
Centrifugación máx (ACR)	3000 x g
Temperatura de centrifugación	22
Tiempo de centrifugación	5 Min
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-21

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Dimensiones

Volumen nominal	0.1 ml
Volumen máx.	100 µl
Ancho del producto	77.7 mm
Longitud del producto	117.9 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	PCR Performance Tested
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	100
Tipo de embalaje	bolsa Minigrip
unidades / caja interna	20
unidades / caja	100
unidades / pallet	5000
Profundidad de la caja	137 mm
Ancho de la caja	137 mm
Altura de la caja	493 mm
Volumen de la caja	0.0093 cbm
Peso del producto	0.0128 kg
Peso de la caja	1.5 kg
EAN de la caja interna	4038917405102
EAN de la caja	4038917405096

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

