



Descripción del artículo

Número de pedido	72.1978.010
Descripción del artículo	Placa PCR sin borde, 96 pocillos, blanco, Perfil alto, 200 µl, PCR Performance Tested, material: PP, optimizadas para qPCR, 10 unidades/bolsa Minigrip

Características del producto

Tipo de cierre	lámina
Indicado para qPCR	sí
Forma del fondo	cónico
Forma del borde de la placa	sin borde
Perfil alto o bajo	Perfil alto
Número de pocillos	96
Volumen de trabajo	2 µl - 200 µl
Centrifugación máx (ACR)	3000 x g
Temperatura de centrifugación	22
Tiempo de centrifugación	5 Min
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Volumen nominal	0.2 ml
Volumen máx.	200 µl
Diámetro	5.51 mm
Ancho del producto	76 mm
Altura del producto	21 mm
Longitud del producto	119.9 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	blanco

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	PCR Performance Tested
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	100
Tipo de embalaje	bolsa Minigrip
unidades / caja interna	50
unidades / caja	100
unidades / pallet	5600
Profundidad caja interior	270 mm
Ancho de la caja interior	230 mm
Altura de la caja interior	131 mm
Profundidad de la caja	282 mm
Ancho de la caja	280 mm
Altura de la caja	247 mm
Volumen de la caja	0.0195 cbm
Peso del producto	0.0165 kg
Peso de la caja	2.27 kg
EAN de la caja interna	4038917557665
EAN de la caja	4038917557658

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

