



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|---|
| Número de pedido | 72.1979.132 |
| Descripción del artículo | Placa PCR medio faldón, 96 pocillo, blanco, Perfil alto, 200 µl, PCR Performance Tested, material: PP, optimizadas para qPCR, tapa plana, 5 unidades/bolsa Minigrip |

Características del producto

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Indicado para qPCR | sí |
| Forma del fondo | cónico |
| Forma del borde de la placa | medio faldón |
| Perfil alto o bajo | Perfil alto |
| Número de pocillos | 96 |
| Volumen de trabajo | 10 µl - 0,2 ml |
| Centrifugación máx (ACR) | 3000 U/min |
| Temperatura de centrifugación | 22 |
| Tiempo de centrifugación | 5 Min |
| Autoclavable (máx. °C) | 121 °C |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

| | |
|-----------------------|----------|
| Volumen nominal | 0.2 ml |
| Volumen máx. | 200 µl |
| Diámetro | 4.95 mm |
| Ancho del producto | 83.6 mm |
| Altura del producto | 19.33 mm |
| Longitud del producto | 123.6 mm |

Material y colores

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Material del producto | Polipropileno (PP) |
| Color del producto | blanco |

Pureza y certificación

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Categoría de producto | no es un producto sanitario IVD |
| Estándar de pureza | PCR Performance Tested |
| Con lotes | sí |

Presentación

| | |
|-------------------------|----------------|
| Pedido mínimo | 100 |
| Tipo de embalaje | bolsa Minigrip |
| unidades / caja interna | 50 |
| unidades / caja | 100 |
| unidades / pallet | 6000 |
| Profundidad de la caja | 398 mm |
| Ancho de la caja | 358 mm |
| Altura de la caja | 175 mm |
| Volumen de la caja | 0.0249 cbm |
| Peso del producto | 0.018 kg |
| Peso de la caja | 2.55 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917307284 |
| EAN de la caja | 4038917307277 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

