



Descripción del artículo

Número de pedido	72.1979
Descripción del artículo	Placa PCR medio faldón, 96 pocillos, transparente, Perfil alto, 200 µl, PCR Performance Tested, material: PP, 10 unidades/bolsa Minigrip

Características del producto

Indicado para qPCR	sí
Forma del fondo	cónico
Forma del borde de la placa	medio faldón
Perfil alto o bajo	Perfil alto
Número de pocillos	96
Volumen de trabajo	10 µl - 0,2 ml
Centrifugación máx (ACR)	3000 x g
Temperatura de centrifugación	22
Tiempo de centrifugación	5 Min
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Placa PCR medio faldón, 96 pocillos,
transparente, Perfil alto, 200 µl, PCR Performance
Tested, PP

Dimensiones

Volumen nominal	0.2 ml
Volumen máx.	200 µl
Diámetro	4.95 mm
Ancho del producto	86 mm
Altura del producto	19.33 mm
Longitud del producto	126.1 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	PCR Performance Tested
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	100
Tipo de embalaje	bolsa Minigrip
unidades / caja interna	50
unidades / caja	100
unidades / pallet	5600
Profundidad caja interior	270 mm
Ancho de la caja interior	230 mm
Altura de la caja interior	131 mm
Profundidad de la caja	282 mm
Ancho de la caja	280 mm
Altura de la caja	247 mm
Volumen de la caja	0.0195 cbm
Peso del producto	0.0167 kg
Peso de la caja	2.29 kg
EAN de la caja interna	4038917570817
EAN de la caja	4038917570800

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

