



## Especificaciones del producto

Placa PCR margen completo, 96 pocillos,  
transparente, Perfil bajo, 100  $\mu$ l, Biosphere® plus,  
PP

Página 1



### Descripción del artículo

Número de pedido	72.1980.201
Descripción del artículo	Placa PCR margen completo, 96 pocillos, transparente, Perfil bajo, 100 $\mu$ l, Biosphere® plus, material: PP, 1 unidades/blíster

### Características del producto

Indicado para qPCR	sí
Forma del fondo	cónico
Forma del borde de la placa	margen completo
Perfil alto o bajo	Perfil bajo
Número de pocillos	96
Volumen de trabajo	5 $\mu$ l - 100 $\mu$ l
Centrifugación máx (ACR)	3000 x g
Temperatura de centrifugación	22
Tiempo de centrifugación	5 Min
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-27

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Placa PCR margen completo, 96 pocillos,**  
**transparente, Perfil bajo, 100 µl, Biosphere® plus,**  
**PP**

**Dimensiones**

Volumen nominal	0.1 ml
Volumen máx.	100 µl
Diámetro	5.5 mm
Ancho del producto	85.5 mm
Altura del producto	15.5 mm
Longitud del producto	127.8 mm

**Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

**Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Estándar de pureza	Biosphere® plus
Esterilización	Esterilización por gas
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	20
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	10
unidades / caja	20
unidades / pallet	1120
Profundidad caja interior	270 mm
Ancho de la caja interior	230 mm
Altura de la caja interior	131 mm
Profundidad de la caja	282 mm
Ancho de la caja	280 mm
Altura de la caja	247 mm
Volumen de la caja	0.0195 cbm
Peso del producto	0.0174 kg
Peso de la caja	0.98 kg
EAN de la caja interna	4038917573238
EAN de la caja	4038917573221

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

