




Especificaciones del producto
Placa PCR margen completo, 96 pocillo,
transparente, Perfil bajo, 100 µl, DNA Low
Binding, PCR Performance Tested, PP

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	72.1980.700
Descripción del artículo	Placa PCR margen completo, 96 pocillo, transparente, Perfil bajo, 100 µl, DNA Low Binding, PCR Performance Tested, material: PP, 10 unidades/bolsa Minigrip

Características del producto

Indicado para qPCR	sí
Forma del fondo	cónico
Forma del borde de la placa	margen completo
Perfil alto o bajo	Perfil bajo
Número de pocillos	96
Volumen de trabajo	5 µl - 100 µl
Centrifugación máx (ACR)	3000 x g
Temperatura de centrifugación	22
Tiempo de centrifugación	5 Min

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2022-11-30

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Placa PCR margen completo, 96 pocillo,
transparente, Perfil bajo, 100 µl, DNA Low
Binding, PCR Performance Tested, PP

Dimensiones

Volumen nominal	0.1 ml
Volumen máx.	100 µl
Diámetro	5.5 mm
Ancho del producto	85.5 mm
Altura del producto	15.5 mm
Longitud del producto	127.8 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	PCR Performance Tested
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	100
Tipo de embalaje	bolsa Minigrip
unidades / caja interna	50
unidades / caja	100
unidades / pallet	5600
Profundidad caja interior	270 mm
Ancho de la caja interior	230 mm
Altura de la caja interior	131 mm
Profundidad de la caja	282 mm
Ancho de la caja	280 mm
Altura de la caja	247 mm
Volumen de la caja	0.0195 cbm
Peso del producto	0.0172 kg
Peso de la caja	2.34 kg
EAN de la caja interna	4038917574679
EAN de la caja	4038917574662

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

