



**Especificaciones del producto**  
**Placa PCR margen completo, 96 pocillo,**  
**transparente, Perfil bajo, 100 µl, PCR**  
**Performance Tested, PP**

**Página 1**



### Descripción del artículo

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Número de pedido         | 72.1980  |
| Descripción del artículo | Placa PCR margen completo, 96 pocillo, transparente, Perfil bajo, 100 µl, PCR Performance Tested, material: PP, 10 unidades/bolsa Minigrip |

### Características del producto

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Indicado para qPCR            | sí              |
| Forma del fondo               | cónico          |
| Forma del borde de la placa   | margen completo |
| Perfil alto o bajo            | Perfil bajo     |
| Número de pocillos            | 96              |
| Volumen de trabajo            | 5 µl - 0,1 ml   |
| Centrifugación máx (ACR)      | 3000 x g        |
| Temperatura de centrifugación | 22              |
| Tiempo de centrifugación      | 5 Min           |
| Autoclavable (máx. °C)        | 121 °C          |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-06-12

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Placa PCR margen completo, 96 pocillo,**  
**transparente, Perfil bajo, 100 µl, PCR**  
**Performance Tested, PP**

**Dimensiones**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Volumen nominal       | 0.1 ml   |
| Volumen máx.          | 100 µl   |
| Diámetro              | 5.5 mm   |
| Ancho del producto    | 85.5 mm  |
| Altura del producto   | 15.5 mm  |
| Longitud del producto | 127.8 mm |

**Material y colores**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Material del producto | Polipropileno (PP) |
| Color del producto    | transparente       |

**Pureza y certificación**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Categoría de producto | no es un producto sanitario   IVD |
| Estándar de pureza    | PCR Performance Tested            |
| Con lotes             | sí                                |

**Presentación**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Pedido mínimo              | 100            |
| Tipo de embalaje           | bolsa Minigrip |
| unidades / caja interna    | 50             |
| unidades / caja            | 100            |
| unidades / pallet          | 5600           |
| Profundidad caja interior  | 270 mm         |
| Ancho de la caja interior  | 230 mm         |
| Altura de la caja interior | 131 mm         |
| Profundidad de la caja     | 282 mm         |
| Ancho de la caja           | 280 mm         |
| Altura de la caja          | 247 mm         |
| Volumen de la caja         | 0.0195 cbm     |
| Peso del producto          | 0.0172 kg      |
| Peso de la caja            | 2.34 kg        |
| EAN de la caja interna     | 4038917573191  |
| EAN de la caja             | 4038917573184  |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

