



Descripción del artículo

Número de pedido	72.735.002
Descripción del artículo	Recipiente individual PCR, 0,5 ml, PCR Performance Tested, transparente, material: PP, con escudo anticontaminación, tapón plano, apto para qPCR, 500 unidades/bolsa Minigrip

Características del producto

Graduación	sí
Tapón	tapón plano
Tipo de cierre	tapón a presión
Indicado para qPCR	sí
Forma del fondo	cónico
Perfil alto o bajo	Perfil alto
Número de pocillos	1
Volumen de trabajo	25 µl - 0,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	8000 x g
Temperatura de centrifugación	22
Tiempo de centrifugación	5 Min

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Recipiente individual PCR, 0,5 ml, PCR
Performance Tested, transparente, PP, tapón
plano

Página 2

Autoclavable (máx. °C) 121 °C

Dimensiones

Volumen nominal 0.5 ml
Diámetro 7.9 mm
Ancho del producto 10 mm
Altura del producto 29.5 mm
Longitud del producto 30.9 mm

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE CE
Estándar de pureza PCR Performance Tested
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 2000
Tipo de embalaje bolsa Minigrip
unidades / caja interna 500
unidades / caja 2000
unidades / pallet 192000
Profundidad de la caja 348 mm
Ancho de la caja 278 mm
Altura de la caja 140 mm
Volumen de la caja 0.0135 cbm
Peso del producto 0.0004 kg
Peso de la caja 1.1 kg
EAN de la caja interna 4038917119986
EAN de la caja 4038917016988

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-27

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT