



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	72.735.002
Descripción del artículo	Recipiente individual PCR, 0,5 ml, PCR Performance Tested, transparente, material: PP, con escudo anticontaminación, tapón plano, apto para qPCR, 500 unidades/bolsa Minigrip

### **Características del producto**

Graduación	sí
Tapón	tapón plano
Tipo de cierre	tapón a presión
Indicado para qPCR	sí
Forma del fondo	cónico
Perfil alto o bajo	Perfil alto
Número de pocillos	1
Volumen de trabajo	25 µl - 0,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	8000 x g
Temperatura de centrifugación	22
Tiempo de centrifugación	5 Min

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Recipiente individual PCR, 0,5 ml, PCR**  
**Performance Tested, transparente, PP, tapón**  
**plano**

**Página 2**

Autoclavable (máx. °C) 121 °C

**Dimensiones**

Volumen nominal 0.5 ml  
Diámetro 7.9 mm  
Ancho del producto 10 mm  
Altura del producto 29.5 mm  
Longitud del producto 30.9 mm

**Material y colores**

Material del producto Polipropileno (PP)  
Color del producto transparente

**Pureza y certificación**

Categoría de producto In vitro-Diagnóstico, CE  
Certificación CE CE  
Estándar de pureza PCR Performance Tested  
Con lotes sí

**Presentación**

Pedido mínimo 2000  
Tipo de embalaje bolsa Minigrip  
unidades / caja interna 500  
unidades / caja 2000  
unidades / pallet 192000  
Profundidad de la caja 348 mm  
Ancho de la caja 278 mm  
Altura de la caja 140 mm  
Volumen de la caja 0.0135 cbm  
Peso del producto 0.0004 kg  
Peso de la caja 1.1 kg  
EAN de la caja interna 4038917119986  
EAN de la caja 4038917016988

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-05-23

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**