



Especificaciones del producto
Recipiente individual PCR, 0,2 ml, PCR
Performance Tested, mix de colores, PP, tapón
plano

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	72.737.992
Descripción del artículo	Recipiente individual PCR, 0,2 ml, PCR Performance Tested, rojo/verde/amarillo/azul/violeta/naranja, material: PP, con escudo anticontaminación, tapón plano, apto para qPCR, por color 500 unidades/bolsa Minigrip

Características del producto

Graduación	no
Tapón	tapón plano
Tipo de cierre	tapón a presión
Indicado para qPCR	sí
Forma del fondo	cónico
Perfil alto o bajo	Perfil alto
Número de pocillos	1
Volumen de trabajo	10 µl - 0,2 ml
Centrifugación máx (ACR)	8000 x g
Temperatura de centrifugación	22
Tiempo de centrifugación	5 Min

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2022-09-28

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Recipiente individual PCR, 0,2 ml, PCR
Performance Tested, mix de colores, PP, tapón
plano

Página 2

Autoclavable (máx. °C) 121 °C

Dimensiones

Volumen nominal 0.2 ml
Volumen máx. 200 µl
Diámetro 7.5 mm
Ancho del producto 7.5 mm
Altura del producto 20.65 mm
Longitud del producto 21.7 mm

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto mix de colores

Pureza y certificación

Categoría de producto Diagnóstico in vitro, CE
Certificación CE CE
Estándar de pureza PCR Performance Tested
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 3000
Tipo de embalaje bolsa Minigrip
unidades / caja interna 3000
unidades / caja 3000
unidades / pallet 432000
Profundidad de la caja 323 mm
Ancho de la caja 213 mm
Altura de la caja 145 mm
Volumen de la caja 0.01 cbm
Peso del producto 0.0002 kg
Peso de la caja 0.76 kg
EAN de la caja interna 4038917120197
EAN de la caja 4038917067676

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2022-09-28

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT