



### Descripción del artículo

Número de pedido	72.737
Descripción del artículo	Recipiente individual PCR, 0,2 ml, Biosphere® plus, transparente, material: PP, con escudo anticontaminación, tapón plano, apto para qPCR, 250 unidades/bolsa

### Características del producto

Graduación	no
Tapón	tapón plano
Tipo de cierre	tapa a presión
Indicado para qPCR	sí
Forma del fondo	cónico
Perfil alto o bajo	Perfil alto
Número de pocillos	1
Volumen de trabajo	10 µl - 0,2 ml
Centrifugación máx (ACR)	8000 x g
Temperatura de centrifugación	22
Tiempo de centrifugación	5 Min
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





**Especificaciones del producto**  
**Recipiente individual PCR, 0,2 ml, Biosphere® plus, transparente, PP, tapón plano**

**Página 2**

### Dimensiones

Volumen nominal	0.2 ml
Volumen máx.	200 µl
Diámetro	7.5 mm
Ancho del producto	7.5 mm
Altura del producto	20.65 mm
Longitud del producto	21.7 mm

### Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

### Pureza y certificación

Categoría de producto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	Biosphere® plus
Esterilización	Esterilización por gas
Apirógeno	sí
Con lotes	sí

### Presentación

Pedido mínimo	2000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	2000
unidades / pallet	288000
Profundidad caja interior	189 mm
Ancho de la caja interior	151 mm
Altura de la caja interior	97 mm
Profundidad de la caja	323 mm
Ancho de la caja	213 mm
Altura de la caja	145 mm
Volumen de la caja	0.01 cbm
Peso del producto	0.0002 kg
Peso de la caja	0.72 kg
EAN de la caja interna	4038917083836
EAN de la caja	4038917028370

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:  
2023-06-06

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**