



### Descripción del artículo

Número de pedido	72.982.092
Descripción del artículo	Tira 8 recipientes PCR, hasta 100 µl, Perfil bajo, PCR Performance Tested, blanco, material: PP, tapón plano, cierre incluido, apto para qPCR, 125 unidades/bolsa Minigrip

### Características del producto

Graduación	no
Tapón	tapón plano
Tipo de cierre	tapón a presión
Indicado para qPCR	sí
Forma del fondo	cónico
Perfil alto o bajo	Perfil bajo
Número de pocillos	8
Volumen de trabajo	5 µl - 0,1 ml
Centrifugación máx (ACR)	8000 x g
Temperatura de centrifugación	22
Tiempo de centrifugación	5 Min
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Dimensiones**

Volumen nominal	0.1 ml
Volumen máx.	100 µl
Ancho del producto	16.05 mm
Longitud del producto	76.2 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	blanco

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Estándar de pureza	PCR Performance Tested
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	125
Tipo de embalaje	bolsa Minigrip
unidades / caja interna	125
unidades / caja	1250
unidades / pallet	56250
Profundidad de la caja	300 mm
Ancho de la caja	198 mm
Altura de la caja	495 mm
Volumen de la caja	0.0294 cbm
Peso del producto	0.0016 kg
Peso de la caja	3.18 kg
EAN de la caja interna	4038917395496
EAN de la caja	4038917395489

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

