



### Descripción del artículo

Número de pedido	72.990
Descripción del artículo	Tira 4 recipientes PCR, hasta 200 $\mu$ l, Perfil alto, Biosphere <sup>®</sup> plus, transparente, material: PP, con escudo anticontaminación, tapón plano, cierre adjunto, apto para qPCR, 50 unidades/bolsa

### Características del producto

Graduación	no
Tapón	tapón plano
Tipo de cierre	tapa a presión
Indicado para qPCR	sí
Forma del fondo	cónico
Perfil alto o bajo	Perfil alto
Número de pocillos	4
Volumen de trabajo	10 $\mu$ l - 0,2 ml
Centrifugación máx (ACR)	8000 x g
Temperatura de centrifugación	22
Tiempo de centrifugación	5 Min
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Dimensiones**

Volumen nominal	0.2 ml
Volumen máx.	200 µl
Diámetro	5.35 mm
Ancho del producto	10.6 mm
Altura del producto	20.65 mm
Longitud del producto	37.2 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	Biosphere® plus
Esterilización	Esterilización por gas
Apirógeno	sí
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	400
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	200
unidades / caja	400
unidades / pallet	57600
Profundidad caja interior	189 mm
Ancho de la caja interior	151 mm
Altura de la caja interior	97 mm
Profundidad de la caja	323 mm
Ancho de la caja	213 mm
Altura de la caja	145 mm
Volumen de la caja	0.01 cbm
Peso del producto	0.0008 kg
Peso de la caja	0.63 kg
EAN de la caja interna	4038917084871
EAN de la caja	4038917030045

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

