



Descripción del artículo

Número de pedido	72.991.102
Descripción del artículo	Tira 8 recipientes PCR, Perfil alto, PCR Performance Tested, transparente, material: PP, tapón plano, cierre adjunto, 120 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tapón	tapón plano
Tipo de cierre	tapa a presión
Forma del fondo	cónico
Perfil alto o bajo	Perfil alto
Número de pocillos	8
Centrifugación máx (ACR)	8000 x g
Temperatura de centrifugación	20
Tiempo de centrifugación	5 Min
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Volumen nominal 0.2 ml

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Estándar de pureza PCR Performance Tested
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 1200
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 120
unidades / caja 1200
unidades / pallet 40320
Volumen de la caja 0.0354 cbm
Peso del producto 0.0018 kg
Peso de la caja 2.77 kg
EAN de la caja interna 4038917231657
EAN de la caja 4038917231640

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

