



### Descripción del artículo

Número de pedido	72.991.992
Descripción del artículo	Tira 8 recipientes PCR, hasta 200 $\mu$ l, Perfil alto, PCR Performance Tested, rojo/verde/azul/violeta, material: PP, con escudo anticontaminación, tapón plano, cierre adjunto, apto para qPCR, 120 unidades/bolsa Minigrip

### Características del producto

Graduación	no
Tapón	tapón plano
Tipo de cierre	tapón a presión
Indicado para qPCR	sí
Forma del fondo	cónico
Perfil alto o bajo	Perfil alto
Número de pocillos	8
Volumen de trabajo	10 $\mu$ l - 0,2 ml
Centrifugación máx (ACR)	8000 x g
Temperatura de centrifugación	22
Tiempo de centrifugación	5 Min
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Dimensiones**

Volumen nominal	0.2 ml
Volumen máx.	200 µl
Diámetro	7.5 mm
Ancho del producto	10.2 mm
Altura del producto	20.65 mm
Longitud del producto	72.4 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	mix de colores

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	PCR Performance Tested
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	480
Tipo de embalaje	bolsa Minigrip
unidades / caja interna	480
unidades / caja	480
unidades / pallet	34560
Profundidad de la caja	348 mm
Ancho de la caja	278 mm
Altura de la caja	140 mm
Volumen de la caja	0.0135 cbm
Peso del producto	0.0015 kg
Peso de la caja	1.01 kg
EAN de la caja interna	4038917124317
EAN de la caja	4038917077613

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

