



Descripción del artículo

Número de pedido	72.994.992
Descripción del artículo	Tira 8 recipientes PCR, Perfil alto, PCR Performance Tested, rojo/verde/azul/violeta/amarillo, material: PP, tapón redondo, cierre adjunto, 120 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tapón	tapón redondo
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	cónico
Perfil alto o bajo	Perfil alto
Número de pocillos	8

Dimensiones

Volumen nominal	0.2 ml
-----------------	--------

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto mix de colores

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Estándar de pureza PCR Performance Tested
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 1200
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 120
unidades / caja 1200
unidades / pallet 1200
Volumen de la caja 0.0299 cbm
Peso del producto 0.0031 kg
Peso de la caja 4.3 kg
EAN de la caja interna 4038917124331
EAN de la caja 4038917080743

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

