




## Descripción del artículo

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de pedido         | 93.874.210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descripción del artículo | Caja Cryo, con codificación numérica por ubicación de almacenamiento, para almacenamiento a baja temperatura, material: PC, rojo, tapa superior encajada con función de ventilación, tapón: transparente, (LxAnxAl): 132 x 132 x 53 mm, dimensión modular: 10 x 10, para 100 recipientes, para tubo CryoPure de 1,2 - 2,0 ml con rosca interior, 5 unidades/bolsa |

## Características del producto

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Graduación                  | no                                                        |
| Tapón                       | tapa superior encajada con función de ventilación         |
| Tipo de cierre              | tapa superior encajada                                    |
| Versión                     | con codificación numérica por ubicación de almacenamiento |
| Indicado para               | tubo CryoPure de 1,2 - 2,0 ml con rosca interior          |
| Capacidad de almacenamiento | 100                                                       |
| Formato                     | 10 x 10                                                   |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Caja Cryo, 132 x 132 x 53 mm, dimensión**  
**modular: 10 x 10, para 100 recipientes**

**Página 2**

**Dimensiones**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Ancho del producto    | 132 mm |
| Altura del producto   | 53 mm  |
| Longitud del producto | 132 mm |

**Material y colores**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Material del producto | Policarbonato (PC) |
| Color del producto    | rojo               |
| Color del cierre      | transparente       |

**Pureza y certificación**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Categoría de producto | no es un producto sanitario   IVD |
| Con lotes             | sí                                |

**Presentación**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo           | 5             |
| Tipo de embalaje        | bolsa         |
| unidades / caja interna | 5             |
| unidades / caja         | 20            |
| unidades / pallet       | 720           |
| Profundidad de la caja  | 135 mm        |
| Ancho de la caja        | 270 mm        |
| Altura de la caja       | 540 mm        |
| Volumen de la caja      | 0.0197 cbm    |
| Peso del producto       | 0.1593 kg     |
| Peso de la caja         | 3.71 kg       |
| EAN de la caja interna  | 4038917122894 |
| EAN de la caja          | 4038917415132 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto.  
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su  
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin  
notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-05-13

Este documento ha sido preparado  
por el soporte informático EDP y es  
válido sin la firma.



**SARSTEDT**