



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	93.874.410
Descripción del artículo	Caja Cryo, con codificación numérica por ubicación de almacenamiento, para almacenamiento a baja temperatura, material: PC, amarillo, tapa superior encajada con función de ventilación, tapón: transparente, (LxAnxAI): 132 x 132 x 53 mm, dimensión modular: 10 x 10, para 100 recipientes, para tubo CryoPure de 1,2 - 2,0 ml con rosca interior, 5 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Tapón	tapa superior encajada con función de ventilación
Tipo de cierre	tapa superior encajada
Versión	con codificación numérica por ubicación de almacenamiento
Indicado para	tubo CryoPure de 1,2 - 2,0 ml con rosca interior
Capacidad de almacenamiento	100
Formato	10 x 10

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.



**Especificaciones del producto**  
**Caja Cryo, 132 x 132 x 53 mm, dimensión modular: 10 x 10, para 100 recipientes**

**Página 2**

**Dimensiones**

Ancho del producto	132 mm
Altura del producto	53 mm
Longitud del producto	132 mm

**Material y colores**

Material del producto	Policarbonato (PC)
Color del producto	amarillo
Color del cierre	transparente

**Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	5
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	5
unidades / caja	20
unidades / pallet	720
Profundidad de la caja	135 mm
Ancho de la caja	270 mm
Altura de la caja	540 mm
Volumen de la caja	0.0197 cbm
Peso del producto	0.1593 kg
Peso de la caja	3.71 kg
EAN de la caja interna	4038917122917
EAN de la caja	4038917415163

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-05-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**