



Descripción del artículo

Número de pedido	95.64.922
Descripción del artículo	Caja de almacenamiento, tapa superior encajada, material: cartón, blanco, dimensión modular: 7 x 7, para 49 recipientes, adecuada para tubos hasta máx. 22 mm Ø, altura entre 88,5-129 mm, 1 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de cierre	tapa superior encajada
Indicado para	tubos hasta máx. 22 mm Ø, altura entre 88,5-129 mm
Capacidad de almacenamiento	49
Formato	7 x 7

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Caja de almacenamiento, tapa superior encajada,
cartón, dimensión modular: 7 x 7, para 49
recipientes

Página 2

Dimensiones

Ancho del producto	154 mm
Altura del producto	130 mm
Longitud del producto	152 mm

Material y colores

Material del producto	cartón
Color del producto	blanco
Material de cierre	cartón
Color del cierre	blanco

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1
unidades / caja	27
unidades / pallet	324
Profundidad de la caja	521 mm
Ancho de la caja	521 mm
Altura de la caja	610 mm
Volumen de la caja	0.1653 cbm
Peso del producto	0.22 kg
Peso de la caja	7.3 kg
EAN de la caja interna	4038917095709
EAN de la caja	4038917067447

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-04-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT