



**Especificaciones del producto**  
**Caja de almacenamiento, tapa superior encajada,  
cartón, dimensión modular: 9 x 9, para 81  
recipientes**

**Página 1**



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	95.64.952
Descripción del artículo	Caja de almacenamiento, tapa superior encajada, material: cartón, blanco, dimensión modular: 9 x 9, para 81 recipientes, adecuada para tubos Ø 13 mm

### **Características del producto**

Tipo de cierre	tapa superior encajada
Indicado para	tubos Ø 13 mm
Capacidad de almacenamiento	81
Formato	9 x 9

### **Dimensiones**

Ancho del producto	135 mm
Altura del producto	105 mm
Longitud del producto	135 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-04-27

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Caja de almacenamiento, tapa superior encajada,**  
**cartón, dimensión modular: 9 x 9, para 81**  
**recipientes**

**Página 2**

**Material y colores**

Material del producto	cartón
Color del producto	blanco
Material de cierre	cartón
Color del cierre	blanco

**Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	60
unidades / caja interna	1
unidades / caja	60
unidades / pallet	720
Volumen de la caja	0.1387 cbm
Peso del producto	0.1298 kg
Peso de la caja	7.82 kg
EAN de la caja interna	4038917319638
EAN de la caja	4038917571081

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-04-27

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**