



### Descripción del artículo

Número de pedido	95.66.259
Descripción del artículo	Dispensador, blanco

### Características del producto

Tipo de tapón	tapa con bisagras
---------------	-------------------

### Dimensiones

Ancho del producto	170 mm
Longitud del producto	260 mm

### Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	blanco
Material del tapón	Poliestireno (PS)
Color del cierre	blanco

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





### Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes no

### Presentación

Pedido mínimo	1
unidades / caja interna	1
unidades / caja	17
unidades / pallet	340
Profundidad de la caja	584 mm
Ancho de la caja	387 mm
Altura de la caja	360 mm
Volumen de la caja	0.0814 cbm
Peso del producto	0.3354 kg
Peso de la caja	6.56 kg
EAN de la caja interna	4038917095921
EAN de la caja	4038917362405

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

